# Modelo UA-611Plus / UA-651Plus

Manual de instruções Tradução

#### 1. Estimados

ositivo de monitorização de tensão arterial da A&D é um dos monitore avançados que se encontram disponíveis e foi desenvolvido fade de utilização e precisão. Este dispositivo facilita a medição diár

☐ Recomendamos que leia atentamente o presente manual de instruções antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.

## 2. Observações preliminares

- ☐ Este dispositivo encontra-se em conformidade com a Diretiva Europeia 93/42 CEE para produtos médicos. Tal é evidenciado pela **( 6**<sub>0123</sub> marca de conformidade (0123: O número de referência ao organismo notificado envolvido)
- O dispositivo foi desenvolvido para utilização em adultos, não devendo se utilizado em recém-nascidos ou bebés.
- ☐ Âmbito de utilização. O dispositivo destina-se à utilização autónoma por parte do
- utilizador para cuidados de saúde em ambiente doméstico.

  Este dispositivo foi desenvolvido para medir a tensão arterial e a frequência de pulso de pessoas para fins de diagnóstico.

## 3. Precauções

- A construção deste dispositivo inclui componentes de precisão. Devem evitarse extremos de temperatura, humidade, luz solar direta, choque ou poeira
- Limpe o dispositivo e a braçadeira com um pano seco e macio ou com um pano humedecido com água e um detergente neutro. Nunca utilize álcool, gasolina, diluente ou outros produtos químicos agressivos para limpar o dispositivo ou a braçadeira.
- Evite dobrar a braçadeira apertada ou guardar o tubo torcido por períodos prolongados, uma vez que tal pode encurtar a vida útil dos comp
- Tenha cuidado para evitar o estrangulamento acidental de bebés ou crianças com o tubo e o cabo.
- com o tubo e o cabo.

  Não torça o tubo de ar durante a medição. Caso contrário, podem resultar lesões devido à tensão contínua da braçadeira.

  O dispositivo e a braçadeira não são resistentes à água. Evite que a chuva, a transpiração e a água molhem o dispositivo e a braçadeira.

  As medições podem sofrer distorções se o dispositivo for utilizado próximo de televisores, micro-ondas, telemóveis, raios-X ou outros dispositivos com fortes
- campos elétricos. Os dispositivos de comunicação sem fios, tais como os dispositivos de rede doméstica, telemóveis, telefones sem fios e as respetivas centrais e walkie-talkies, podem afetar o dispositivo de monitorização de tensão arterial. Como tal, é necessário manter uma distância mínima de 30 cm entre o dispositivo de monitorização e os referidos dispositivos.
- Quando reutilizar o dispositivo, confirme se está limpo
- Quando reutilizar o dispositivo, confirme se está limpo.

  O dispositivo, os respetivos componentes e as pilhas usados não são tratados como residuos domésticos comuns e devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.

  Não modifique o dispositivo. A eventual modificação do dispositivo pode provocar acidentes ou danos neste.

  Para medir a tensão arterial, deve apertar o braço com a braçadeira o suficiente para deter temporariamente o fluxo sanguineo através da artéria. Tal pode provocar dor, dormência ou uma marca vermelha temporária no braço. Este estado aparece especialmente quando a medição se repete Este estado aparece especialmente quando a medição se repete sucessivamente. Qualquer dor, dormência ou marcas vermelhas desaparecem com o tempo.
- ☐ Se medir a tensão arterial com demasiada frequência, tal pode resultar em danos devido à interferência com o fluxo sanguíneo. Se utilizar o dispositivo de forma repetida, verifique se a utilização deste não resulta numa disfunção
- nomia repetida, velinique se a unitarquo deste nato resulta numia distunção prolongada da circulação sanguínea.

  Não foram realizados ensaios clínicos em recém-nascidos e em mulheres grávidas. Não usar em recém-nascidos o
- Caso tenha sido submetido a uma mastectomia, consuite o seu inieuro aries de utilizar o dispositivo. Não deixe que as crianças utilizem o dispositivo sem a supervisão de um adulto, nem utilize o dispositivo num local dentro do alcance de crianças. Tal pode provocar acidentes ou danos.

  O dispositivo contêm peças pequenas que podem provocar asfixia caso as interes acidentes de control de contro
- crianças as ingiram acidentalmente. Não toque simultaneamente nas pilhas, na tomada de CC e no paciente. Caso
- contrário, tal pode resultar numa descarga elétrica.

  Retire o adaptador de CA do dispositivo quando não estiver a utilizá-lo durante a medição
- O uso de acessórios não indicados neste manual pode comprometer a
- Caso a bateria produza um curto-circuito, esta pode ficar quente e eventualmente causar queimaduras

### Contraindicações

Em seguida, indicam-se as precauções para o uso correto do dispositivo.

- Não aplique a braçadeira num braço com outro dispositivo elétrico médico conectado. O dispositivo pode não funcionar corretamente. ☐ As pessoas com um grave défice circulatório no braço devem consultar um
- médico antes de utilizar o dispositivo, de modo a evitar problemas médicos. Não autodiagnostique os resultados de medição nem inicie o tratamento por iniciativa própria. Consulte sempre o seu médico para a avaliação dos
- resultados e tratamento.
- Não aplique a bracadeira num braco com uma ferida por curar

arca de posição da artéria

Tubo de ar

DIA mmHg

₩ 000 PUL

Função/significado

5. Símbolos

М

[ **4** 

Erg

Err

- Não aplique a braçadeira num braço com uma ferida por curar. Não aplique a braçadeira num braço que está a receber tratamento por via intravenosa ou transfusão sanguínea. Tal pode provocar lesões ou acidentes. Não utilize o dispositivo na presença de gases inflamáveis como, por exemplo, gases anestésicos. Tal pode provocar uma explosão. Não utilize o dispositivo em ambientes com alta concentração de oxigénio, tais como as câmaras de oxigénio de alta pressão ou tenda de oxigénio. Tal pode provocar um incêndio ou explosão. 4. Identificação de componentes

Nota: O modelo UA-611Plus não possui a tomada de CC para adaptador de CA. A tomada de CC localiza-se na parte traseira do modelo, apenas UA-651Plus. O adaptador de CA é um acessório opcional (vendido

Símbolo de I.H.B./AFib

Indicador da barra de tensão e indicador de classificação segundo a OMS

Marca de coração

Indicação de pilhas

iando a medicão está

Símbolos que são apresentados no ecrã

apresentado quando a medição esta m curso. Este indicador pisca quando a

pulsação é detetada. O símbolo de I.H.B./AFib é apres quando se deteta um batimento

nemona. PII HAS CARREGADAS

ro interno do dispositivo

nedição. LHAS GASTAS

sta marca pisca.

quando se deteta um batimento cardíaco irregular. Pode acender quando se deteta uma vibração muito ligeira como tremor ou agitação. Medições anteriores armazenadas na

potência das pilhas está fraca quando

penas o modelo UA-651Plus

Tomada de CC

Ecrã

START Botão

Tampa das pilhas

ıbstitua todas as pilhas por

vas quando a marca pisca

Remova as pilhas e press b botão START e, em

distribuidor.

seguida, volte a colocar as pilhas. Se o erro continuar a

recer, contacte o seu

Ficha do conetor de ar

Compartimento das pilhas

Bocal de ar

#### Realize outra mediçã Permaneça imóvel durante a medição. Tensão arterial instável devido a movimento Os valores sistólicos e diastólicos têm intervalo máximo de 10 mmHg entre si. Err nflação. corretamente e realize outra medição. Err ERRO DO ECRÃ PUI Е O pulso não é detetado corretament

#### Símbolos impressos na caixa do dispositivo

Ollilloolog IIII	pressos na caixa do dispositivo.		
Símbolos	Função/significado		
φ	Dispositivo em modo de espera e ligar o dispositivo.		
SYS	Tensão arterial sistólica em mmHg		
DIA Tensão arterial diastólica em mmHg			
PUL/mín	Pulsação por minuto		
R6(LR6,AA)	Guia de instalação das pilhas		
===	Corrente contínua		
<b>*</b>	Tipo BF: o dispositivo, a braçadeira e o tubo foram desenvolvidos		
	para proporcionar proteção especial contra choques elétricos.		
<b>C</b> €0123	Etiqueta de dispositivos médicos segundo diretiva de CE		
EC REP Representante da UE			
<b></b>	Fabricante		
2019 [	Data de fabrico		
<u>R</u>	Etiqueta REEE		
SN	Número de série		
0	Consulte o manual/folheto de instruções		
<b>⊝-C</b> -⊕	Polaridade da tomada de CC		
IP	Símbolo de proteção internacional		
<del> </del> **	Manter seco		

## Utilização do dispositivo de monitorização

#### 6.1. Instalação/substituição das pilhas

Remova as pilhas usadas do compartimento das pilhas no caso de euhetituí-las.

3. Insira as pilhas novas no compartimento das pilhas, tal como descrito, respeitando as polaridades (+) e (-) das pilhas

4. Substitua a tampa das pilhas. Utilize apenas pilhas R6P, LR6 ou AA.

Passo 3

#### CUIDADO

contrário, o dispositivo não funcionará. Quando piscar no ecrã e o dispo

tivo anunciar que as pilhas têm de sei substituídas, substitua todas as pilhas por pilhas novas. Não misture pilhas usadas com pilhas novas. Tal pode encurtar a vida útil das pilhas ou causar o mento do dispositivo. Substitua as pilhas pelo menos dois ndos após o dispositivo desligar

- não aparece quando as pilhas estão totalmente descarregadas. A vida útil das pilhas varia com a temperatura ambiente e pode ser reduzida
- com temperaturas baixas.
- ☐ Em geral, quatro pilhas R6P novas duram aproximadamente três meses quando utilizadas para realizar medições duas vezes por dia.
- Utiliza unicamente as pilhas especificadas. As pilhas fornecidas com o dispositivo são para testar o funcionamento do dispositivo e podem ter uma vida útil mais curta.

  Retire as pilhas quando não pretender utilizar o dispositivo durante um período
- prolongado. As pilhas podem ter fugas e causar um mau funcioname

Ficha do conetor de ar

#### 6.2. Ligação do tubo de ar Insira firmemente a ficha do conector de ar no bocal de ar.

#### Bocal de ar 6.3. Ligação do adaptador de CA

Insira a ficha do adaptador de CA na toma de CC. Em seguida, insira o adaptador de CA à tomada elétrica. O adaptador de CA. o modelo TB-233C é vendido separadamente

 Quando desligar o adaptador de CA da tomada elétrica, agarre e puxe o corpo do adaptador de CA para fora da tomada.

Quando desligar a ficha adaptadora de CA do dispositivo de monitorização de tensão arterial, agarre e puxe a ficha adaptadora de



#### CA para fora do dispositivo de monitorização 6.4. Seleção da braçadeira correta

A seleção de uma braçadeira de tamanho correto é importante para uma leitura correta. Se a bracadeira não for do tamanho correto, a leitura pode indicar um valor incorreto da tensão arterial.

- O tamanho do braço está impresso em cada braçadeira □ O índice △ e a gama adequada de colocação da bracadeira indicam-lhe se está
- a colocar a braçadeira corretamente. Consulte "6.5 Aplicação da braçadeira" Se o índice  $\Delta$  se encontra fora da gama, entre em contacto com o distribuido
- local para adquirir uma bracadeira de substituição. A braçadeira é um produto consumível. Caso esta se desg

Tamanho do braço	Tamanho da braçadeira recomendado	Número de catálogo
31 cm a 45 cm	Braçadeira grande para adultos	CUF-D-LA-ISO
22 cm a 42 cm	Braçadeira de grande extensão	CUF-I-ISO
23 cm a 37 cm	Braçadeira semi-grande	CUF-D-MA-ISO
22 cm a 32 cm	Braçadeira para adultos	CUF-D-A-ISO
16 cm a 24 cm	Braçadeira pequena para adultos	CUF-D-SA-ISO
Tamanho do braco:	A circunferência no bíceos.	

## Símbolos impressos na braçadeira.


Simbolos	Função/significado	Medida recomendada
•		Ajuste a marca O na artéria do
	Marca de posição da artéria	antebraço ou de forma alinhada com o
		dedo anelar na parte interior do braço.
	Índice	
REF	Número de catálogo	
L	Gama adequada de ajuste da braçadeira grande para adultos. Está impressa na braçadeira grande para adultos.	
W	Gama adequada de ajuste da braçadeira de grande extensão. Está impressa na braçadeira de grande extensão.	
М	Gama adequada de ajuste da braçadeira semi-grande. Está impressa na braçadeira semi-grande.	
Α	Gama adequada de ajuste da braçadeira para adultos. Está impressa na braçadeira para adultos.	
S	Gama adequada de ajuste da braçadeira pequena. Está impressa na braçadeira pequena.	
	Acima da gama impressa na braçadeira para adultos/braçadeira semi- grande/braçadeira de grande extensão.	Utilize a braçadeira grande para adultos em vez da braçadeira para adultos/braçadeira semi- grande/braçadeira de grande extensão.
S	Abaixo da gama impressa na braçadeira para adultos/braçadeira semi- grande/braçadeira de grande extensão.	Utilize a braçadeira pequena em vez da braçadeira para adultos/braçadeira semi- grande/braçadeira de grande extensão.
M/A	Acima da gama impressa na braçadeira pequena.	Utilize a braçadeira para adultos/braçadeira semi-grande em vez da braçadeira pequena.
M	Abaixo da gama impressa na braçadeira	Utilize a braçadeira semi-grande em
	grande para adultos.	vez da braçadeira grande para adultos.

# ira grande para adultos Gama adequada de ajuste M S

6.5. Aplicação da braçadeira

LOT Número de lote

- Coloque a braçadeira em redor do antebraço, uns 1 2 cm acima da parte interior do cotovelo, tal como ilustrado na figura. Coloque a braçadeira em contacto direto com a pele, dado que a roupa pode causar uma pulsação fraca e provocar erro de medição.
- 2. A constrição do antebraço, causada ao enrolar a manga apertada, pode impedir
- Confirme se o índice  $\Delta$  se encontra dentro da gama adequada de colocação. Nota: Durante a medição, é normal sentir a braçadeira muito apertada. (Não se



Ao nível do coração

Ecrã zero

Inicia a inflação

Pressurização

Tensão sistólica

Frequência de pulso 📜

Desligar com o

botão START

Tensão diastólica

Classificação segundo a OMS

68

150

90

13,

Φ

Pressione o botão START ()=

Todos os segmentos do ecrã

#### 7. Medições

#### 7.1. Medição normal 1. Coloque a braçadeira no braço ao

nível do coração (preferencialmente o esquerdo). Sente-se

Pressione o botão START . Visualiza todos os segmentos do ecrã. É apresentado zero a piscar tos do brevemente. A indicação no ecrã muda conforme indicado na figura à direita, no início da medição. A braçadeira começa a encher. É normal sentir a bracadeira muito apertada. É visualizado o indicador da barra de tensão durante a inflação, conforme ilustrado na figura à direita Nota: Se desejar parar a inflação a

qualquer altura, novamente o botão START 3. Quando a inflação estiver concluída, a deflação começa automaticamente e a marca (marca do coração)

pisca, indicando que a medição está

em curso. Uma vez detetada pulsação, a marca pisca com cada batimento do coração. Nota: Se não obtiver uma apropriada, o dispositivo começa novamente encher

Quando a medição estiver concluída são visualizadas as leituras das tensões sistólica e diastólica e a frequência de pulso. A braçadeira expulsa o ar residual e esvazia

START para desligar a potência

Nota: Os modelos UA-611Plus e UA-651Plus são fornecidos com uma função de desativação automática. Deixe decorrer pelo menos 3 minutos

#### 7.2. Medição com a tensão sistólica desejada

Se a reinflação ocorrer repetidamente utilize os seguintes métodos: Se prevê que a sua tensão sistólica exceda 230 mmHg, utilize este procedimento. Coloque a braçadeira no braço ao

nível do coração (preferencialmente o braço esquerdo)

Pressione o botão START 2.

3. Quando o zero piscar, p mantenha o botão START pressionado até aparecer um núm cerca de 30 a 40 mmHg superior à sua tensão sistólica prevista

Quando o número desejado atingido, solte o botão START para iniciar a medição. Em seguida, continue a medir a sua tensão arteria conforme descrito na secção "7.1 Medição normal"



Ao nível do coração

## 7.3. Notas para medições corretas

- Sente-se comodamente numa cadeira. Apoie o seu braço em cima da mesa
- Não cruze as pernas. Mantenha os pés assentes no chão e endireite as costas Sente-se numa posição cómoda. Coloque o braço em cima de uma mesa com a palma virada para cima e a braçadeira ao mesmo nível que o coração.
- Coloque o centro da braçadeira ao mesmo nível que o seu coração.
- Relaxe durante cerca de cinco a dez minutos antes de efetuar a medição. Se estiver agitado ou deprimido devido a stress emocional, a medição irá refletir este stress como uma leitura mais alta (ou mais baixa) do que a leitura da tensão arterial normal e a leitura da pulsação será geralmente mais rápida do que a normal.
- Permaneça quieto e em silêncio durante a medição.
- Não efetue a medição imediatamente após praticar exercício físico ou tomar banho. Descanse cerca de vinte ou trinta minutos antes de efetuar a medição
- ☐ A tensão arterial de uma pessoa varia constantemente, dependendo daquilo que estiver a fazer e daquillo que comeu. Aquillo que bebe pode ter um efeito muito forte e rápido sobre a sua tensão arterial. Este dispositivo baseia as medicões no batimento cardíaco. Se tiver um
- Este utspositivo dasena as interiordes no batiliento cardiado. Se tivet un batimento cardíaco muito fraco ou irregular, este dispositivo pode ter dificuldade em determinar a sua tensão arterial. ☐ No caso de o dispositivo detetar uma condição anormal, o mesmo interrompe a
- medição e indica um símbolo de erro no visor. Consulte a secção "5 Símbolos" para obter a descrição dos símbolos ☐ Este dispositivo destina-se à utilização em adultos. Consulte o seu médico antes de utilizar este dispositivo numa criança. Uma criança não deve utilizar este dispositivo sem a ajuda de um adulto.
- Tente medir a sua tensão arterial à mesma hora todos os dias.
- Odesempenho do dispositivo de monitorização de tensão arterial automático pode ser afetado por temperatura ou humidade excessivas ou pela altitude.

#### Revisão dos dados da memória O dispositivo armazena automaticamente até sessenta medições de tensão arterial e

de pulso na memória. Os dados armazenados na memória são designados por um número de dados na ordem do mais recente para o mais antigo. Os dados mais antigos são apresentados como "na l". O símbolo **M** no canto superior esquerdo do ecrã indica que está a visualizar dados anteriores armazenados na memória.

## 8.1. Revisão dos dados da memória

- 1. Quando não forem visualizados dados, pressione e mantenha o botão START pressionado para rever os dados armazenados. 2. Solte o botão quando visualizar os
- dados médios. O número de dados e os dados armazenados são visualizados automaticamente por ordem
- 4. O ecrã desliga automaticamente após todos os dados serem visualizados. Nota: Se pressionar o botão

desde a última medição.


START enquanto revê os dados, o dispositivo desliga

# 8.2. Apagar os dados

1. Quando desligar o dispositivo, pressione o botão mantenha o botão START pressionado até visualizar "[[r no ".
Selecione "[[r YE5]" para

apagar os dados. Os dados são quando a marca M piscar.

 O dispositivo desliga



START U

Solte o botão 🖒

Dados médios

Número de dados

M marca

## 9. O que é I.H.B./AFib

Se o dispositivo de monitorização detetar um ritmo irregular durante as medições aparece o indicador de I.H.B./AFib no visor com os valores de medição Nota: Recomendamos que consulte o seu médico se visualizar este símbolo de LH B /AFib com frequência

#### 10. O que é AFib

O coração contrai devido a correntes elétricas que ocorrem no coração e envia o sangue por todo o corpo. A fibrilação atrial (AFib) ocorre guando as corrente elétricas do átrio cardíaco se confundem e originam alterações no intervalo de pulsação. AFib pode ocasionar estagnações de sangue no coração, as quais podem produzir facilmente coágulos de sangue, uma das causas de AVC e de

# 11. Indicador da barra de tensão



#### 12. Sobre tensão arterial


#### O que é a tensão arterial?

A tensão arterial é a forca que o sangue exerce contra as paredes das artérias. A A terisao artenia e a lonça que o sangue exerce curita as pareues das artenas. A tensão sistólica ocorre quando o coração contrai. A tensão diastólica ocorre quando o coração expande. A tensão arterial é medida em milímetros de mercúrio (mmHg). A tensão arterial natural de uma pessoa é representada pela tensão fundamental, a qual se mede logo pela manhã quando a pessoa ainda está em

# 13. Indicador de classificação segundo a OMS

Cada um dos segmentos do indicador de barra corresponde à classificação da tensão arterial segundo a OMS. Indicador de classificação segundo a OMS

: O indicador visualiza um segmento baseado nos dados correspondente classificação segundo a OMS



#### 14. Resolução de problemas Causa prováve Medida recomendada lão são As pilhas estão gastas Substitua todas as pilhas por novas olte a colocar as pilhas com os Os terminais das pilhas o ecrã, mesmo minais negativos e positivos em não estão na posição onformidade com os terminais orreta. ndicados no compartimento das pilha spositivo está igado. A tensão das pilhas é demasiado baixa. oisca. Se as pilhas e bstitua todas as pilhas por novas. completamente gastas, a marca não aparece.

bracadeira não A braçadeira não está Aplique a braçadeira corretamente. colocada adequadamente segure que permanece imóvel e O dispositivo corpo durante a medição calmo durante a medição. ão efetua oloque o braço em cima de uma posição da braçadeira As leituras são esa com a palma virada para cima ão é a correta braçadeira ao mesmo nível que o u dema coração. Se tiver um batimento cardíaco muito frac aixas ou irregular, o dispositivo pode ter dificuldade em determinar a sua tensão arterial. Numa clínica ou num consultório O valor é diferente do valuma leitura alta. A medição em casa medido numa clínica ou eduz os efeitos de influências externi um consultório médico. obre as leituras da tensão arterial, complementa as leituras do médico. Retire as pilhas. Volte a colocá-la

Nota: Se as medidas descritas anteriormente não solucionarem o problema, contacte o distribuidor. Não tente abrir ou reparar este produto, dado que qualquer tentativa

corretamente e realize outra medição

## 15. Manutenção

Não abra o dispositivo. Este contém componentes elétricos delicados e uma unidade de ar complexa que podem sofrer danos. Caso não solucione o problema através das instruções referentes à resolução de problemas, contacte o distribuidor autorizado na sua área de residência ou o departamento de apoio ao cliente da A&D. O serviço de apoio ao cliente da A&D fornece informações técnicas, peças sobresselentes e unidades aos distribuidores autorizados. O dispositivo foi desenvolvido e fabricado para atingir uma vida útil prolongada. Não obstante, recomenda-se geralmente que o dispositivo seja submetido a uma inspeção a cada 2 anos a fim de assegurar o funcionamento e a precisão adequados. Contacte o distribuidor autorizado na sua área de residência ou a A&D para efeitos de manutenção.

## 16. Dados técnicos

Classificação

Ensaio clínico

Condições de funcio

UA-611Plus, UA-651Plus . Método de medicão Medição oscilométrica Intervalo de medição Tensão 0 - 299 mmHg Tensão sistólica: 60 - 279 mmHg Tensão diastólica: 40 - 200 mmHg Pulsação: 40 - 180 bati ±3 mmHg Intervalo de medição Tensão 4 x pilhas de 1.5V (R6P, I R6 ou AA) Fonte de alimentação Adaptador de CA opcional (TB-233C) (não incluído) Número de medições Aprox. 700 vezes LR6 (pilhas alcalinas)

Aprox. 200 vezes R6P (pilhas de manganês) Com um valor de tensão de 180 mmHg, temperatura ambiente de 23 °C. Equipamento ME alimentado internamente (alimentado por pilhas) / Classe II (fornecido por adaptador) Modo de funcionamento contínuo

De acordo com a ISO81060-2 : 2013

+10 a +40 °C / 15 a 85 %HR / 800 a 1060 bPa


No estudo de validação clínica, foi utilizado K5 em 85 doentes para determinação da tensão arterial diastólica CEM IEC 60601-1-2: 2014 Últimas 60 medições

Condições de transporte -20 a ±60 °C / 10 a 95 %HR / 700 a 1060 bPa Dimensões Aprox. 96 [L Aprox. 250 g Dispositivo: IP20 96 [L] x 68 [A] x 130 [P] mm 250 g, excluindo as pilhas Proteção

Tipo BF Dispositivo: 5 anos (quando utilizado seis vezes por dia) Vida útil Braçadeira: 2 anos (quando utilizado seis vezes por dia) Adaptador de CA: 5 anos (quando utilizado seis vezes por dia) Adaptador de CA acessório/TB233C

O adaptador serve para ligar o dispositivo a uma fonte de alimentação em casa. Contacte o seu distribuidor A&D local para efetuar a aquisição. O adaptador de CA deve ser inspecionado

daptador de CA. Símbolos



Tamanho do Tamanho da braçadeira catálogo braço Braçadeira grande para CUF-D-LA-ISO 31 cm a 45 cm CUF-I-ISO 22 cm a 42 cm extensão CUF-D-MA-ISO 23 cm a 37 cm Braçadeira semi-grande CUF-D-A-ISO Braçadeira para adultos 22 cm a 32 cm Braçadeira pequena para CUF-D-SA-ISO adultos

Adaptador de CA Número de catálogo Conector (tipo de tomada) TB-233C Tipo C es estão sujeitas a alteração sem aviso prévio

A classificação IP corresponde aos graus de proteção fornecidos pelas caixas de acordo com a IEC 60529. Este dispositivo está protegido contra objetos estranhos sólidos com 12 mm de diâmetro e maiores do que os dedos, por exemplo. Este dispositivo não está protegido contra água.



Tamanho do braço: A circunferência no bíceps.