

A&D Digitálny tlakomer

Model UA-611Plus / UA-651Plus

Návod na obsluhu

Preklad

1. Vážení zákazníci

Tlakomer A&D je jedným z najpokročilejších tlakomerov a je navrhnutý tak, aby sa ľahko používal a bol presný. Toto zariadenie uľahčí vaše každodenné meranie tlaku.

Odporúčame, aby ste si túto príručku pozorne prečítali pred prvým použitím zariadenia.

2. Úvodné poznámky

- Toto zariadenie je v súlade s európskou smernicou 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach. Túto skutočnosť označuje značka zhody CE 0123. (0123: Referenčné číslo pre príslušný notifikovaný orgán)
- Zariadenie je určené na meranie tlaku dospelých, nie novorodencov alebo dojčiat.
- Prostredie na používanie zariadenia. Zariadenie je určené na prevádzku používateľmi v prostredí domácej zdravotnej starostlivosti.
- Toto zariadenie je určené na meranie krvného tlaku a pulzu ľudí na účely určenia diagnózy.


3. Opatrenia

- V tomto zariadení sú použité presné súčasti. Je potrebné predchádzať extrémnym teplotám, vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu, nárazom a prachu.
- Zariadenie a manžetu čistite suchou a mäkkou látkou alebo látkou namočenou vo vode a neutrálnym čistiacim prostriedkom. Na čistenie zariadenia alebo manžety nikdy nepoužívajte alkohol, benzén, rozpúšťadlá alebo iné silné chemikálie.
- Manžetu neskladajte napevno a hadicu dlhodobu neskladujte pevne stočenú, pretože to môže skrátiť životnosť týchto komponentov.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k náhodnému zaškrtaniu malých detí alebo dojčiat hadicou.
- Počas merania neskrúcate vzduchovú hadicu. Môže to spôsobiť zranenie v dôsledku nepretržitého tlaku manžety.
- Zariadenie a manžeta nie sú odolné voči vode. Zabráňte styku dažďa, potu alebo vody so zariadením a manžetou.
- Merania môžu byť skreslené, ak sa zariadenie používa v blízkosti televízorov, mikrovlnných rúr, mobilných telefónov, röntgenových alebo iných zariadení so silnými elektrickými poľami.
- Bezdrôtové komunikačné zariadenia, ako sú domáce sieťové zariadenia, mobilné telefóny, bezdrôtové telefóny, ich základňové stanice a vysielacie môžu ovplyvniť tento tlakomer.
- Prato by sa mala dodržiavať minimálna vzdialenosť 30 cm od týchto zariadení.
- Pri opätovnom použití zariadenia skontrolujte, či je čisté.
- Použitie zariadenia, jeho diely a batérie sa nepovažujú za bežný komunálny odpad, a preto sa musia likvidovať podľa príslušných miestnych predpisov.
- Zariadenie neupravujte. Mohlo by dôjsť k úrazu alebo poškodeniu zariadenia.
- Ak chcete merať krvný tlak, manžeta musí dostatočne silno stlačiť rameno, aby sa dočasne zastavil prietok krvi cez tepnu. To môže spôsobiť bolesť, zčervenanie alebo dočasný červený otlačok na ramene. Tieto stavy sa objavujú najmä vtedy, ak sa meranie opakuje. Akákoľvek bolesť, zčervenanie alebo červené otlačky časom zmiznú.
- Príčaste meranie krvného tlaku môže poškodiť ujmu z dôvodu rušenia prietoku krvi. Skontrolujte, či prevádzka zariadenia nemá za následok dlhodobé zhoršenie krvného obehu pri opakovanom použití zariadenia.
- Klinické skúšky sa nevykonávali na novorodencoch a tehotných ženách. Zariadenie nepoužívajte v prípade novorodencov alebo tehotných žien.
- Ak ste podstúpili mastektómiu, pred použitím zariadenia sa poraďte so s lekárom.
- Nedovoľte deťom samostatne používať zariadenie a nepoužívajte zariadenie na mieste v dosahu dojčiat. Mohlo by dôjsť k úrazu alebo poškodeniu.
- Zariadenie obsahuje malé diely, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo udusenía, ak ich dočia omylom prehltnú.
- Nedotýkajte sa súčasne batérií, sieťového konektora a pacienta. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Ak pri meraní nepoužívate sieťový adaptér, odpojte ho.
- Používanie príslušenstva, ktoré nie je uvedené v tejto príručke, môže ohroziť bezpečnosť.
- Ak nastane skrat batérie, môže byť horúca a môže spôsobiť popáleniny.
- Zariadenie pred použitím nechajte, aby sa adaptovalo na okolité prostredie (približne jednu hodinu).
- Manžetu nenafukujte, keď nie je omlaná okolo nadlaktia.


Kontraindikácie

- Nižšie sú uvedené opatrenia na správne používanie zariadenia.
- Manžetu nenasadzujte na rameno s iným pripojeným elektrickým zdravotným zariadením. Zariadenie by nemuselo fungovať správne.
- Ľudia, ktorí majú ťažký deficit obehu v ramene, sa musia pred použitím zariadenia poradiť s lekárom, aby predišli zdravotným problémom.
- Nestavujte vlastnú diagnózu na základe výsledkov meraní a sami nezačínajte liečbu. Vždy sa o vyhodnotení výsledkov a liečbe poraďte so svojím lekárom.
- Manžetu nenasadzujte na rameno s nevylicenou ranou.
- Manžetu nenasadzujte na rameno s intravenóznou infúziou alebo krvnou transfúziou. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu.
- Zariadenia nepoužívajte v prítomnosti horľavých plynov, ako sú napríklad anestetické plyny. Mohlo by dôjsť k explózií.
- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s vysokou koncentráciou kyslíka, ako napríklad vysokotlaková kyslíková komora alebo kyslíkový stan. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.

4. Identifikácia dielov



Poznámka: Model UA-611Plus nemá sieťový konektor na sieťový adaptér. Sieťový konektor sa nachádza na iba na zadnej strane modelu UA-651Plus. Sieťový adaptér je voľiteľné príslušenstvo (predávané samostatne).



5. Symboly

Symboly, ktoré sa zobrazujú na displeji

Symboly	Funkcia / Význam	Odporúčaná akcia
♥	Zobrazí sa v priebehu merania. Bliká, keď sa zistí pulz.	Vykonáva sa meranie. Hýbte sa čo najmenej.
♥	Symbol I.H.B./AFib sa zobrazí, keď sa zistí nepravidelný pulz srdca. Môže sa rozsvietiť, keď sa zistí veľmi malá vibrácia ako chvilenie alebo trasenie.	
M	Predchádzajúce merania uložené v pamäti.	
🔋	NABÍTÁ BATÉRIA Indikátor napájania z batérie počas merania.	
🔋	TAKMER VYBITÁ BATÉRIA Keď bliká, batéria je takmer vybitá.	Keď symbol bliká, vymeňte všetky batérie za nové.
Err	Vnútrná chyba batérie	Vymeňte batérie, stlačte tlačidlo [START] a potom znova nainštalujte batérie. Ak sa chyba stále zobrazuje, obráťte sa na predajcu.

Err	Nestabilný krvný tlak v dôsledku pohybu počas merania.	Vykonajte ďalšie meranie. Počas merania sa nehybte.
Err	Rozsah medzi systolickými a diastolickými hodnotami je 10 mmHg.	
Err	Hodnota tlaku sa pri nafukovaní nezvyšila.	Manžetu nasadte správne a vykonajte ďalšie meranie.
Err	Manžeta nie je nasadená správne.	
E	CHYBA ZOBRAZENIA PUL Pulz sa nezistuje správne.	

Symboly vytlačené na kryte zariadenia

Symboly	Funkcia / Význam
🔋	Pohotovostný režim a zapnutie zariadenia.
SYS	Systolický krvný tlak v mmHg
DIA	Diastolický krvný tlak v mmHg
PUL/min	Pulz za minútu
🔋	Návod na inštaláciu batérií
🔋	Jednosmerný prúd
⚠️	Typ BF: Zariadenie, manžeta a hadice sú navrhnuté tak, aby poskytovali osobitnú ochranu proti úrazom elektrickým prúdom.
🇪🇺	Štítok zdravotníckej pomôcky podľa smernice ES
🇪🇺	Zástupca EÚ
🏭	Výrobca
📅	Dátum výroby
♻️	Štítok WEEE
SN	Sériové číslo
📖	Pozrite si návod na obsluhu/brožúru
🔌	Polarita sieťového konektora
IP	Symbol medzinárodnej ochrany
🌧️	Uchovávajte v suchu

6. Používanie tlakomera

6.1. Inštalácia / Výmena batérií

- Odstáňte kryt batérií.
- Ak vymeniate použité batérie, vyberte ich z priestoru na batérie.
- Do priestoru na batérie vložte nové batérie tak, ako je znázornené, pričom sa ubezpečte, či je polarita (+) a (-) správna.
- Nasadte kryt batérií. Používajte iba batérie R6P, LR6 alebo AA.

UPOZORNENIE

- Batérie vkladajte tak, ako je znázornené v priestore na batérie. Ak budú vložené nesprávne, zariadenie nebude fungovať.
- Ak na displeji bliká symbol Δ a zariadenie ukazuje, že je potrebné vymeniť batérie, vymeňte všetky batérie za nové. Nemiešajte staré a nové batérie. Mohlo by to skrátiť životnosť batérií alebo spôsobiť poruchu zariadenia. Batérie vymeniate dve alebo viac sekúnd po vypnutí zariadenia.
- Δ sa nezobrazuje, keď sú batérie vybité.
- Životnosť batérií sa mení v závislosti od okolitej teploty a pri nízkych teplotách môže byť kratšia.
- Štyri nové batérie R6P vo všeobecnosti vydržia približne tri mesiace, ak sa zariadenie používa na dve merania denne.
- Používajte iba uvedené batérie. Batérie dodávané so zariadením sú určené na testovanie výkonu zariadenia a môžu mať obmedzenú životnosť.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie by mohli vyčistiť a spôsobiť poruchu.

6.2. Pripojenie vzduchovej hadice

Do vzduchovej zásuvky pevne zapojte zástrčku vzduchového konektora.

Vzduchová hadica

Zástrčka vzduchového konektora

Vzduchová zásuvka

6.3. Pripojenie sieťového adaptéra

- Zapojte zástrčku sieťového adaptéra do sieťového konektora. Potom zasunúť sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Sieťový adaptér model TB-233C sa predáva samostatne.
- Pri odpojení sieťového adaptéra z elektrickej zásuvky uchopte telo sieťového adaptéra a vytiahnite ho zo zásuvky.
 - Pri odpojení zástrčky sieťového adaptéra z tlakomera uchopte zástrčku sieťového adaptéra a vytiahnite ju z tlakomera.

6.4. Výber správnej manžety


- Používanie správnej veľkosti manžety je dôležité na presné zistenie hodnôt. Ak manžeta nemá správnu veľkosť, môže sa namerať nesprávna hodnota krvného tlaku.
- Veľkosť ramena je vytlačená na každej manžete.
 - Ukazovateľ Δ a rozsah správneho nasadenia na manžete vám ukázu, či použivate správnu manžetu. Pozrite si časť „6.5 Nasadenie manžety“.
 - Ak ukazovateľ Δ ukazuje mimo rozsah, obráťte sa na miestneho predajcu a zakúpte náhradnú manžetu.
 - Manžeta je spotrebný tovar. Ak sa opotrebuje, kúpte novú.

Veľkosť ramena	Odporúčaná veľkosť manžety	Katalógové číslo
31 cm až 45 cm	Veľká manžeta pre dospelých	CUF-D-LA
22 cm až 42 cm	Manžeta s veľkým rozsahom	CUF-I
23 cm až 37 cm	Manžeta s menšou veľkosťou	CUF-D-MA
22 cm až 32 cm	Manžeta pre dospelých	CUF-D-A
16 cm až 24 cm	Malá manžeta pre dospelých	CUF-D-SA

Veľkosť ramena: obvod bicepsu.


Symboly vytlačené na manžete.

Symboly	Funkcia / Význam	Odporúčaná akcia
📍	Značka pozície tepny	Nastavte značku Δ na tepnu nadlaktia alebo rovnočasne s prstenníkom na vnútornej strane ramena.
📍	Ukazovateľ	
REF	Katalógové číslo	
L	Rozsah správneho nasadenia veľkej manžety pre dospelých. Je vytlačený na veľkej manžete pre dospelých.	
W	Rozsah správneho nasadenia manžety s veľkým rozsahom. Je vytlačený na manžete s veľkým rozsahom.	
M	Rozsah správneho nasadenia manžety s menšou veľkosťou. Je vytlačený na manžete s menšou veľkosťou.	
A	Rozsah správneho nasadenia manžety pre dospelých. Je vytlačený na manžete pre dospelých.	
S	Rozsah správneho nasadenia malej manžety. Je vytlačený na malej manžete.	
L	Oblasť nad rozsahom vytlačená na manžete pre dospelých/manžete s menšou veľkosťou/manžety s veľkým rozsahom.	Použite veľkú manžetu pre dospelých/manžetu pre dospelých/manžetu s menšou veľkosťou/manžety s veľkým rozsahom.
S	Oblasť pod rozsahom vytlačená na manžete pre dospelých/manžete s menšou veľkosťou/manžety s veľkým rozsahom.	Použite malú manžetu namiesto manžety pre dospelých/manžety s menšou veľkosťou/manžety s veľkým rozsahom.
M/A	Oblasť nad rozsahom vytlačená na malej manžete.	Použite manžetu pre dospelých/namiesto malej manžety.
M	Oblasť pod rozsahom vytlačená na veľkej manžete pre dospelých.	Použite manžetu s menšou veľkosťou namiesto veľkej manžety pre dospelých.
LOT	Číslo šarže	



6.5. Nasadenie manžety

- Omotajte manžetu okolo nadlaktia približne 1 až 2 cm nad vnútornou stranou lakta, ako je znázornené. Manžetu umiestnite priamo na kožu, pretože odev môže zapríčiniť slabý pulz a viesť ku chybe merania.
- Stiahnutie v nadlaktí spôsobené vyhrnutím rukáva môže zabrániť presnému meraniu.
- Skontrolujte, či je ukazovateľ Δ v rozsahu správneho nasadenia. Poznámka: V priebehu merania je normálne, že sa manžeta zdá byť veľmi tesná. (Neľakajte sa).



7. Merania

7.1. Normálne meranie

- Umiestnite manžetu na rameno na úrovni srdca (podľa možnosti na ľavé rameno). Počas merania ticho sedte.
 - Stlačte tlačidlo [START]. Zobrazí sa všetky segmenty displeja. Nakrátko sa zobrazí blikajúca nula. Keď sa začne meranie, zobrazenie na displeji sa zmení tak, ako je uvedené na obrázku vpravo. Manžeta sa začne nafukovať. Je normálne, že sa manžeta zdá byť veľmi tesná. Počas nafukovania sa zobrazí paličkový indikátor tlaku, ako je zobrazené na obrázku vpravo.
- Poznámka: Ak chcete kedykoľvek zastaviť nafukovanie, opätovne stlačte tlačidlo [START].
- Keď sa nafukovanie dokončí, automaticky sa začne vypúšťanie a bude blikáť symbol ♥ (srdce) indikujúci priebeh merania. Keď sa zistí pulz, symbol blikne pri každom údere pulzu.
- Poznámka: Ak sa nedosiahne primeraný pulz, zariadenie opäť začne automaticky nafukovať manžetu.
- Keď sa meranie dokončí, zobrazia sa namerané hodnoty systolického a diastolického tlaku a pulzu. Manžeta vypustí zvyšný vzduch a úplne sa vyfúkne.
 - Opätovným stlačením tlačidla [START] vypnete napájanie.
- Poznámka: Modely UA-611Plus a UA-651Plus sú vybavené funkciou automatického vypnutia napájania. Medzi meraniami tlaku rovnakej osoby zachovávajte minimálne trojminútové prestávky.

7.2. Meranie s požadovaným systolickým tlakom

- Ak opakovaně dochádza k opätovnému nafukovaniu, použite nasledujúce postupy. Ak očakávate, že systolický tlak prekročí 230 mmHg, použite tento postup.
- Umiestnite manžetu na rameno na úrovni srdca (podľa možnosti na ľavé rameno).
 - Stlačte tlačidlo [START].
 - Keď bliká nula, stlačte a držte tlačidlo [START], kým sa zobrazí číslo o 30 až 40 mmHg vyššie, než je váš očakávaný systolický tlak.
 - Keď sa dosiahne požadované číslo, uvoľnite tlačidlo [START] aby sa začalo meranie. Potom pokračujte meraním tlaku podľa popisu v časti „7.1 Normálne meranie“.

7.3. Poznámky týkajúce sa presného merania

- Pohodine sa usadte na stoličku. Položte rameno na stôl. Neprekrížte nohy. Chodidlá majte na podlahe a narovnajete chrbát.
- Usadte sa v pohodlnej polohe. Položte ruku na stôl dlaňou nahor a manžetou na rovnakej úrovni ako vaše srdce.
- Stred manžety umiestnite na rovnakú úroveň, ako je vaše srdce.
- Pred meraním sa na päť až desať minút uvoľnite. Ak ste vzrušení alebo ste v depresii v dôsledku emočného stresu, pri meraní sa tento stres odzrkadlí ako krvný tlak, ktorý je vyšší (alebo nižší) ako normálny, a nameraný pulz bude zvyčajne rýchlejší ako normálny.
- Počas merania zostaňte v pokoji a nerozprávajte.
- Meranie nevykonávajte hneď po fyzickej námahe alebo kúpeľi. Pred meraním si dvadsať alebo tridsať minút odpočívajte.
- Krvný tlak človeka sa neustále mení v závislosti od toho, čo robí a čo jedol. To, čo pijete, môže mať veľmi silný a rýchly vplyv na váš krvný tlak.
- Toto zariadenie meria na základe pulzu srdca. Ak máte veľmi slabý alebo nepravidelný pulz srdca, zariadenie môže mať ťažkosť s určením krvného tlaku.
- Ak zariadenie zistí stav, ktorý je abnormálny, ukončí meranie a zobrazí symbol chyby. Popis symbolov nájdete v časti „5 Symboly“.
- Toto zariadenie je určené pre dospelých. Pred použitím tohto zariadenia na meranie tlaku dieťaťa sa poraďte s lekárom. Dieťa by nemalo toto zariadenie používať bez dozoru.
- Pokúste sa merať svoj krvný tlak každý deň v rovnaký čas.
- Výkonnosť automatického tlakomera môžu ovplyvniť príliš vysoká teplota, vlhkosť alebo nadmorská výška.

8. Načítanie údajov v pamäti

Zariadenie automaticky ukladá do pamäte až šesťdesiat meraní krvného tlaku a pulzu. Údajom uložených v pamäti je priradené číslo údajov v poradí od najnovšieho po najstaršie. Najnovšie údaje sa zobrazujú ako „n“ i“. Symbol M v ľavom hornom rohu displeja ukazuje, že sa zobrazujú predchádzajúce údaje uložené v pamäti.

8.1. Načítanie údajov z pamäte

- Keď nie je nič zobrazené, stlačením a podržaním tlačidla [START] načítajte uložené údaje.
 - Pri zobrazení priemerných údajov uvoľnite tlačidlo.
 - Číslo údajov a uložené údaje sa automaticky zobrazia v poradí od posledného merania.
 - Displej sa automaticky vypne po zobrazení všetkých údajov.
- Poznámka: Ak stlačíte tlačidlo [START] v priebehu načítavania údajov, zariadenie sa vypne.

8.2. Vymazanie údajov

- Pri vypínaní zariadenia stlačte a podržte tlačidlo [START] kým sa zobrazí „Err“.
- Vybratím položky „Err“ vymažte údaje.
- Údaje sú vymazané, keď bliká symbol M.
- Zariadenie sa automaticky vypne.

9. Čo je I.H.B./AFib

Ak monitor zistí počas merania nepravidelný rytmus, na displeji sa zobrazí indikátor I.H.B./AFib s nameranými hodnotami.


Poznámka: Ak sa tento symbol \heartsuit I.H.B./AFib zobrazuje často, odporúčame, aby ste sa obrátili na lekára.

10. Čo je AFib

Srdce sa sťahuje v dôsledku elektrických signálov v srdci a posieľa krv do celého tela. Atriálna fibrilácia (AFib) nastáva, keď sa elektrický signál v predsiene stane chaotickým, a vedie k poruchám v intervale pulzu. AFib môže spôsobiť stagnáciu krvi v srdci, čím sa môžu ľahko vytvárať zrazeniny krvi, ktoré sú príčinou mozgovej mŕtvice a srdcového infarktu.

11. Paličkový indikátor tlaku

Indikátor sleduje priebeh tlaku počas merania.



12. O krvnom tlaku

Čo je krvný tlak?

Krvný tlak je sila, ktorou krv pôsobí na steny tepien. Systolický tlak nastane, keď sa srdce sťahuje. Diastolický tlak nastane, keď srdce roziahne. Krvný tlak sa meria v milimetroch ortuťového stĺpca (mmHg). Prírodný krvný tlak človeka predstavuje základný tlak nameraný hneď ráno, keď je človek stále v pokoji a pred jedlom.

13. Indikátor klasifikácie SZO

Každý segment indikátora zodpovedá klasifikácii SZO krvného tlaku.

Indikátor klasifikácie SZO

- Indikátor zobrazuje segment na základe aktuálnych údajov zodpovedajúcich klasifikácii SZO.
- Ťažká hypertenzia
- Mierna hypertenzia
- Slabá hypertenzia
- Vysoký normálny
- Normálny
- Optimálny

14. Riešenie problémov

Problém	Možný dôvod	Odporúčaná akcia
Na displeji sa nič nezobrazuje, aj keď je napájanie zapnuté.	Sú vybité batérie.	Vymeňte všetky batérie za nové.
Manžeta sa nenafukuje.	Konca batérie nie sú v správnej polohe.	Znova vložte batérie tak, aby ich záporný a kladný koniec boli v súlade s označením v priestore na batérie.
Zariadenie nemeria. Namerané hodnoty sú príliš vysoké alebo príliš nízke.	Napätie batérií je príliš nízke. Δ bliká. Ak sú batérie úplne vybité, symbol sa nezobrazí.	Vymeňte všetky batérie za nové.
Manžeta nie je nasadená správne.	Manžeta nie je nasadená správne.	Nasadte manžetu správne.
	Počas merania ste pohlí ramennom alebo telom.	Počas merania buďte nehybní a nerozprávajte.
Iné	Poloha manžety nie je správna.	Sedte pohodlne a nehybné. Položte ruku na stôl dlaňou nahor a manžetou na rovnakej úrovni ako vaše srdce.
	Hodnota je odlišná od hodnoty nameranej na klinike alebo v ordinácii.	Obavy môžu na klinike alebo v ordinácii zapríčiniť vyššie namerané hodnoty. Meranie doma znižuje účinky vonkajších vplyvov na namerané hodnoty krvného tlaku a dopĺňa údajov namerané lekárom.
		Vyberte batérie. Vložte ich správne späť a vykonajte ďalšie meranie.

Poznámka: Ak je vyššie popísané akcie problém nevyrieši, obráťte sa na predajcu. Nepokúšajte sa otvárať alebo opravovať tento výrobok, pretože prestane platiť záruka.

15. Údržba

Neotvárajte zariadenie. Využíva citlivé elektrické súčasti a zložitú vzduchovú jednotku, ktorá by sa mohla poškodiť. Ak problém nemôžete vyriešiť pomocou pokynov na riešenie problémov, obráťte sa na autorizovaného predajcu vo svojom okolí alebo na naše oddelenie zákazníckeho servisu. Zákaznícky servis spoločnosti A&D poskytne technické informácie, náhradné diely a jednotky autorizovaným predajcom. Zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené tak, aby malo dlhú životnosť. Vo všeobecnosti sa však odporúča, aby sa zariadenie kontrolovalo každé 2 roky, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie a presnosť. Informácie o údržbe získate od autorizovaného predajcu vo vašej oblasti alebo od spoločnosti A&D.

16. Technické údaje

Typ	UA-611Plus, UA-651Plus
Metóda merania	Oscilometrické meranie
Rozsah merania	Tlak: 0 – 299 mmHg Systolický tlak: 60 – 279 mmHg Diastolický tlak: 40 – 200 mmHg Pulz: 40 – 180 úderov/minúta
Presnosť merania	Tlak: ±3 mmHg Pulz: ±5 %
Napájanie	4 x 1,5 V batérie (R6P, LR6 alebo AA) Voľiteľný sieťový adaptér (TB-233C) (nie je v balení)
Počet meraní	Približne 700 krát LR6 (alkalickej batérie) Približne 200 krát R6P (manganovej batérie)
Klasifikácia	Pri hodnote tlaku 180 mmHg, teplota miestnosti 23 °C. Vnútorne napájané zariadenie ME (napájané batériami) / Trieda II (napájané adaptérom) Režim nepretržité prevádzky Podľa ISO81060-2 : 2013 IEC 6060