



# Digital Blood Pressure Monitor

## Model UA-767S-W

**Instruction Manual** *Original*

English

**Manuel d'instructions** *Traduction*

Français

**Manual de Instrucciones** *Traducción*

Español

**Manuale di Istruzioni** *Traduzione*

Italiano

**Manual de instruções** *Tradução*

Português

**Instructiehandleiding** *Vertaling*

Nederlands

**Betjeningsvejledning** *Oversættelse*

Dansk

**Bruksanvisning** *Översättning*

Svenska

**Bruksanvisning** *Oversettelse*

Norsk

**Ohjekirja** *Käännös*

Suomi

**Talimat Kılavuzu** *Çeviri*

TÜRKÇE

ترجمه دلیل الاستعمال

عربی

ترجمہ دفترچہ را ہنا

فارسی

# المحتويات

2	العلماء الأعزاء
2	ملاحظات أولية
2	التدابير الاحتياطية
4	التعريف بأجزاء الجهاز
5	الرموز
7	وضع التشغيل
7	1. القياس العادي
7	2. كيفية مراجعة بيانات الذاكرة
7	3. حذف جميع البيانات المخزنة في الذاكرة
7	4. إجراء القياس مع اختيار الضغط الانقباضي المرغوب فيه
8	استخدام جهاز القياس
8	تركيب / تغيير البطاريات
9	توصيل خرطوم الهواء
9	توصيل محول التيار المتردد
10	اختيار مقاس رباط الذراع الصحيح
10	كيفية وضع رباط الذراع
12	كيفية إجراء عمليات قياس دقيقة
12	القياس
12	بعد القياس
13	عمليات القياس
13	القياس العادي
14	إجراء القياس مع اختيار الضغط الانقباضي المرغوب فيه
14	ملاحظات بالنسبة لقياس الدقيق
15	استدعاء البيانات من الذاكرة
16	ما المقصود بمؤشر IHB/AFib (عدم انتظام ضربات القلب/الرجفان الأذيني)؟
16	ما المقصود بالرجفان الأذيني (AFib)؟
16	%IHB/AFib
17	مؤشر شريط الضغط
17	مؤشر تصنيف منظمة الصحة العالمية
17	نُبذة عن ضغط الدم
17	ما المقصود بضغط الدم؟
18	ما المقصود بارتفاع ضغط الدم وكيف يمكن التحكم فيه؟
18	ما فائدة قياس ضغط الدم في المنزل؟
18	تصنيف منظمة الصحة العالمية لمستوى ضغط الدم
18	حالات الاختلاف في مستوى ضغط الدم
19	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
20	الصيانة
20	البيانات الفنية

## العملاء الأعزاء

تهانينا لكم على شراء جهاز قياس مستوى ضغط الدم المتميّز من A&D، أحد الأجهزة الأكثر تطويراً في الوقت الحالي. صُمم الجهاز ليوفر سهولة في الاستخدام ودقةً في القياس، حيث يسهل عليك القياس اليومي لمستوى ضغط الدم.

نوصيك بقراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى.

## ملاحظات أولية

- ينطبق هذا الجهاز مع المعايير الأوروبية EEC 93/42 الخاصة بالأجهزة الطبية. وتشير علامة **CE0123** على دقة التوافق. (0123: الرقم المرجعي للهيئة المعنية)
- صُمم الجهاز لاستخدامه من قبل البالغين فقط، وليس على الرضع وحديثي الولادة.
- مكان الاستخدام: هذا الجهاز مُخصص للاستعمال لأغراض الرعاية الصحية المنزلية.
- صُمم هذا الجهاز لقياس مستوى ضغط الدم ومعدل ضربات القلب للإنسان لأغراض التشخيص.

## التدابير الاحتياطية


- صُنع هذا الجهاز من مكونات دقيقة؛ لذا تجنب مطلقاً تعريضه لدرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة وأشعة الشمس المباشرة والصدمات والغبار.
- نظف الجهاز والرباط باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة أو قطعة قماش مبللة بالماء ومنظف معتدل. تجنب مطلقاً استخدام الكحول أو البنزين أو الثiner أو غيرها من المواد الكيميائية القاسية من أجل تنظيف الجهاز أو الرباط.
- تجنب طيّ الرباط بشدة أو تخزين الخرطوم بثنيه بشدة لفترات طويلة؛ يؤدي هذا التصرف إلى قصر مدة استخدام تلك المكونات.
- يجب اتخاذ الحيوطة والحذر لكي لا يتسبب الخرطوم والكابل في خنق الأطفال عن طريق الخطأ.
- لا تقم بثني خرطوم الهواء أثناء إجراء عملية القياس. يمكن أن يتسبب ذلك في التعرض لإصابة نظراً للضغط المستمر في الرباط.
- الجهاز والرباط غير مقاومين للماء. تجنب تعرض الجهاز والرباط للبلل بفعل الأمطار والعرق والمياه.
- يمكن أن تتعرض عمليات القياس للتلوّث إذا جرى استخدام الجهاز بجوار أجهزة التلفزيون أو الميكروويف أو الهاتف المحمولة أو الأجهزة التي ينبعث منها الأشعة السينية أو الأخرى ذات المجالات الكهربائية القوية.
- أجهزة الاتصال اللاسلكية، مثل أجهزة الاتصال الشبكي المنزلية، والهواتف المحمولة، والهواتف اللاسلكية والمحطات القاعدية لها، والأجهزة اللاسلكية التي تعمل بموجات الراديو، جميعها يمكن أن تؤثر على جهاز قياس مستوى ضغط الدم.
- ولذلك، يجب الحفاظ على مسافة لا تقل عن 30 سم بين الجهاز وتلك الأجهزة.
- عند إعادة استخدام الجهاز، تأكد من أنه نظيف.
- الأجهزة والأجزاء والبطاريات المستعملة لا تُعامل معاملة النفايات المنزلية العاديّة، ويجب التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المعمول بها.
- عند استخدام محول التيار المتردد، تأكد من سهولة إمكانية إزالة المحول من المأخذ الكهربائي عند الضرورة.

- لا تعدل في الجهاز. يمكن أن يتسبب ذلك في وقوع حوادث أو تلف الجهاز.
- يتطلب قياس مستوى ضغط الدم، الضغط على الذراع من خلال الرباط بقوة تكفي لإيقاف تدفق الدم مؤقتاً في شريان الذراع. يمكن أن يُسبّب ذلك في الشعور بألم أو تتميل أو ظهر علامة حمراء مؤقتة بالذراع. تظهر هذه العلامات لا سيما عند تكرار عملية القياس بشكل متتابع. سيختفى أي ألم أو تتميل أو علامات حمراء بمرور الوقت.
- يمكن أن يتسبب تكرار عمليات قياس مستوى ضغط الدم بشكل متتابع، في حدوث مشكلة صحية بسبب تكرار الضغط على تدفق الدم. تحقق من أن هذا التكرار لا يؤدي إلى أضرار طويلة الأمد بالدورة الدموية.
- إذا كنت قد أجريت عملية استئصال الثدي، فاستشيري الطبيب قبل استخدام الجهاز.
- لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز من تلقاء أنفسهم وحافظ على استخدام الجهاز في مكان بعيد عن متناول الأطفال. يمكن أن يتسبب ذلك في وقوع حوادث أو تلف.
- ثمة أجزاء صغيرة في الجهاز يمكن أن تسبب الاختناق للأطفال في حال ابتلاعها عن طريق الخطأ.
- افصل محول التيار المتردد عند عدم استخدامه أثناء القياس.
- قد يعرض استخدام ملحقات لا ترد تفصيلاً في هذا الدليل سلامتك للخطر.
- إذا تسببت البطارية في حدوث دائرة قصر، فيمكن أن تصبح ساخنة وتتسبب في حروق بالجلد.
- اترك الجهاز ينكيف على البيئة المحيطة قبل الاستخدام (مدة ساعة واحدة تقريباً).
- لم تُجر اختبارات سريرية على الأطفال حديثي الولادة والنساء الحوامل. لا تستخدم الجهاز على الأطفال حديثي الولادة أو النساء الحوامل.
- لا تلمس البطاريات ومقبس التيار المستمر والمريض سوياً في الوقت نفسه. قد يؤدي ذلك إلى التعرّض لصدمة كهربائية.
- لا تبدأ في نفخ الهواء دون لف الرباط حول العضد.

## موانع الاستعمال

- فيما يلي استعراض للتدابير الاحتياطية من أجل استخدام ملائم للجهاز.
- لا تلف الرباط حول الذراع الذي يتصل به جهاز طبي كهربائي آخر. قد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة.
- يجب على الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في الدورة الدموية في الذراع استشارة الطبيب قبل استخدام الجهاز لتفادي التعرّض للمشكلات الطبية.
- لا تشخّص بنفسك نتائج القياس وتبدأ في تناول العلاج من تلقاء نفسك. استشر الطبيب دائمًا من أجل تقييم النتائج والعلاج.
- لا تلف الرباط حول الذراع الذي به جرح لم يلتئم بعد.
- لا تلف الرباط حول الذراع الذي يتلقى التنقيط الوريدي أو نقل الدم. يمكن أن يتسبب ذلك في التعرّض للإصابة أو الضرر.
- لا تستخدم الجهاز في أماكن وجود الغازات القابلة للاشتعال، مثل غازات التخدير. يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث انفجار.
- لا تستخدم الجهاز في أماكن تركيز الأوكسجين فيها مرتفع، مثل غرفة الأكسجين عالية الضغط أو خيمة الأكسجين. يمكن أن يتسبب ذلك في اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

# التعريف بأجزاء الجهاز



# الرموز

الرموز التي يمكن طباعتها على علبة الجهاز

الرموز	الوظيفة / المعنى
⊕	وضع الاستعداد وتشغيل الجهاز.
SYS	ضغط الدم الانقباضي بالمليметр الزئبقي
DIA	ضغط الدم الانبساطي بالمليметр الزئبقي
PUL	عدد النبض في الدقيقة
(+ R6(LR6,AA) (-)	دليل تركيب البطاريات
—	تيار مستمر
	النوع BF: صمم الجهاز والرباط والأنبوب من أجل توفير حماية خاصة ضد التعرض للصدمات الكهربائية.
CE 0123	ملصق التوجيه EC للأجهزة الطبية
EC REP	ممثل الاتحاد الأوروبي
	الجهة المصنعة
2014	تاريخ التصنيع
IP	رمز الحماية الدولية
	رمز الدليل التوجيهي لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية
SN	الرقم التسلسلي
	راجع دليل/كتيب الإرشادات
⊖ C +	قطبية مقبس التيار المستمر
	حافظ عليه جافاً

الرموز التي تظهر على الشاشة

الرموز	الوظيفة / المعنى	الإجراء الموصى به
	يظهر حينما يكون إجراء القياس قيد التنفيذ. يظل ثابتاً عند الكشف عن النبض.	إجراء القياس قيد التنفيذ. يظل ثابتاً قدر المستطاع.
	رمز IHB/AFib (عدم انتظام ضربات القلب/الرجفان الأذيني) يظهر عند الكشف عن عدم انتظام في ضربات القلب. يمكن أن يُضيء عند الكشف عن وجود اهتزاز بسيط للغاية، مثل الاهتزاز أو الارتفاع.	_____
	يظهر عند تحرك الجسم أو الذراع أثناء القياس.	يمكن أن يؤدي إلى إظهار قيمة خاطئة. حاول إعادة إجراء القياس مرة أخرى. كُن ثابتاً أثناء إجراء القياس.

# الرموز

الإجراءات الموصى به	الوظيفة / المعنى	الرموز
يمكن أن يؤدي إلى إظهار قيمة خاطئة لف الرباط بطريقة صحيحة، وحاول إعادة إجراء القياس مرة أخرى.	يظهر أثناء إجراء القياس في حال عدم لف الرباط بإحكام حول الذراع	
_____	مؤشر إلى معدل عدم انتظام ضربات القلب/الرجفان الأذيني المكتشف في الذاكرة $\%IHB / AFib = \frac{\text{عدد حالات IHB/AFib المكتشفة في الذاكرة}}{\text{الرقم الكلي}} \times 100 [\%]$	
_____	عمليات القياس السابقة المخزنة في الذاكرة.	
_____	متوسط البيانات (متوسط عدد القياسات المخزنة)	
_____	بطارية كاملة الشحن مؤشر طاقة البطارية أثناء القياس.	
استبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة عندما يومض الرمز.	بطارية قليلة الشحن تكون طاقة البطارية منخفضة عندما يومض الرمز.	
حاول إعادة إجراء القياس مرة أخرى. كُن ثابتاً تماماً أثناء إجراء القياس.	ضغط الدم غير مستقر نظراً للتحرك أثناء إجراء القياس.	
لف الرباط بطريقة صحيحة، وحاول إعادة إجراء القياس مرة أخرى.	قيم الضغط الانقباضي والانبساطي ضمن نطاق 10 ملليمتر زئبي من كليهما.	
	قيمة الضغط لا ترتفع أثناء نفخ الهواء.	
لم يُلف الرباط بطريقة صحيحة.	لم يتم الكشف عن النبض بطريقة صحيحة.	
	خطأ في عرض سرعة النبض في الدقيقة.	
انزع البطاريات واضغط على الزر <b>START</b> ، ثم أعد تركيب البطاريات مرة أخرى. اتصل بالوكيل إذا استمر ظهور الخطأ.	خطأ داخلي في جهاز قياس مستوى ضغط الدم	

# وضع التشغيل


## 1. القياس العادي

اضغط على الزر **START**. تبدأ عملية قياس مستوى ضغط الدم وتحفظ البيانات في الذاكرة. سعة الذاكرة لهذا الجهاز تسمح بتحزين آخر 60 عملية قياس.

في وضع الاستعداد،  
اضغط باستمرار على



الزر



## 2. كيفية مراجعة بيانات الذاكرة

عند عدم ظهور شيء، اضغط باستمرار على الزر **START**.

حرر الزر عند ظهور متوسط القياسات السابقة المخزنة.

تعرض قراءات القياسات والقياسات المخزنة تلقائياً بالترتيب وذلك من آخر مرة قياس.

للحصول على تفاصيل كيفية الاطلاع على البيانات، راجع "استدعاء البيانات من الذاكرة".



## 3. حذف جميع البيانات المخزنة في الذاكرة


عند إغلاق الجهاز، اضغط على الزر **START** بشكل مستمر حتى يظهر الرمز "L2 70" على الشاشة.

حدد "L2 4E5" لمسح البيانات.  
يتم مسح البيانات عندما يومند الرمز **M**.  
ينطفئ الجهاز تلقائياً.

## 4. إجراء القياس مع اختيار الضغط الانقباضي المرغوب فيه

راجع الصفحة رقم 14 للتعرف على إجراء القياس مع الضغط الانقباضي المطلوب.

# استخدام جهاز القياس



## تركيب / تغيير البطاريات

1. انزع غطاء البطاريات.

2. انزع البطاريات المستخدمة وأدخل الأخرى الجديدة في حجرة البطاريات كما هو موضح، مع مراعاة الاتجاه الصحيح لعلامة القطبية (+ و -).

لا تستخدم سوى بطاريات مقاس R6P أو LR6 أو AA.

3. ركّب غطاء البطاريات.

## تنبيه

أدخل البطاريات الجديدة كما هو موضح في حجرة البطاريات. ولن يعمل الجهاز في حالة تركيبها بطريقة غير صحيحة.

عندما يومنز (رمز البطارية منخفضة) على الشاشة، استبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة. لا تستخدم بطاريات جديدة مع أخرى قديمة. قد يتسبب ذلك في تقصير فترة استخدام البطاريات، أو في تعرّض الجهاز للعطل.

استبدل البطاريات بعد إيقاف تشغيل الجهاز بثانيتين أو أكثر.

إذا ظهر (رمز البطارية منخفضة) حتى بعد استبدال البطاريات، فأجر قياس مستوى ضغط الدم. يمكن أن يتعرّف الجهاز بعده على البطاريات الجديدة.


( لا يظهر (رمز البطارية منخفضة) عند نفاد طاقة البطاريات.

تتبّين فترة تشغيل البطاريات حسب درجة الحرارة المحيطة، وقد تكون فترة تشغيلها أقصر عند درجات الحرارة المنخفضة. وبشكل عام، ستذوم البطاريات الأربع الجديدة مقاس LR6 مدة عام واحد تقريباً عند استخدام الجهاز لقياس مرتين كل يوم.

لا تستخدم سوى البطاريات المحددة فقط. وتكون البطاريات المرفقة مع الجهاز لأغراض اختبار أداء جهاز القياس، ويمكن أن تكون ذات فترة تشغيل محدودة.

انزع البطاريات في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة. يمكن أن تتعرّض البطاريات للتسرّيب مما يتسبّب في تعطل الجهاز.

# استخدام جهاز القياس



**توصيل خرطوم الهواء**  
أدخل قابس موصل الهواء في مقبس الهواء  
بإحكام.



**توصيل محول التيار المتردد**  
أدخل قابس محول التيار المتردد في مقبس التيار المستمر.  
بعد ذلك، صل محول التيار المتردد بأخذ التيار الكهربائي.

- استخدم محول التيار المتردد المحدد.  
(راجع الصفحة 21)
- عند فصل محول التيار المتردد من مأخذ التيار الكهربائي، أمسك هيكل محول التيار المتردد واسحبه خارج المأخذ.
- عند فصل محول التيار المتردد من جهاز قياس مستوى ضغط الدم، أمسك محول التيار المتردد واسحبه خارج الجهاز.

# استخدام جهاز القياس

## اختيار مقاس رباط الذراع الصحيح

إن استعمال المقاس الصحيح لرباط الذراع هام جداً في دقة قياس ضغط الدم. وإذا لم يكن مقاس الرباط صحياً، فقياس ضغط الدم سيظهر قيمة غير صحيحة لمستوى ضغط الدم.

يكون مقاس محيط الذراع مطابقاً على كل رباط.


يساعد كلٌ من المؤشر ▲ والنطاق المناسب، المطبوعان على الرباط، على أنك تستخدم المقاس الصحيح.  
(راجع "الرموز المطبوعة على الرباط" في الصفحة التالية)

إذا كان المؤشر ▲ يشير إلى خارج النطاق المناسب، فاتصل بالوكيل المحلي لشراء رباط بديل.  
رباط الذراع هو أحد المواد المستهلكة. في حال أصبح الرباط باليأ فاستبدلته فوراً بأخر جديد.

رقم الكتالوج	حجم الرباط الموصى به	حجم الذراع
CUF-F-LA	رباط البالغين الكبير	31 سم إلى 45 سم
CUF-I	الرباط ذو النطاق العريض	22 سم إلى 42 سم
CUF-F-A	رباط البالغين	22 سم إلى 32 سم

حجم الذراع: المحيط عند عضلة الذراع.

ملاحظة: لم يُصمم الجهاز W-767S-UA لغرض استخدام مقاس رباط ذراع صغير.



## كيفية وضع رباط الذراع

1. لف الرباط حول العضد (أعلى الذراع)، فوق الجزء الداخلي من المرفق بمقدار 1-2 سم تقريباً، كما هو موضح في الشكل.

يجب وضع الرباط على الجلد مباشرةً، وليس على الملابس مباشرةً لأنها تتسبب بقياس نبضات ضعيفة، مما يؤدي إلى خطأ في القياس.


2. يمكن أن يمنع التضييق الشديد على العضد، بسبب طيّ كم القميص بشدة، الحصول على قراءات دقيقة.

3. تأكد من وجود نقاط المؤشر ▲ ضمن النطاق المناسب.

# استخدام جهاز القياس

الرموز المطبوعة على الرباط

الرمز	الوظيفة / المعنى	الإجراء الموصى به
●	علامة موضع الشريان	أضبط العلامة ● بحيث تكون عند شريان العضد أو في محاذة مع إصبع البنصر عند الجزء الداخلي من الذراع.
▲	المؤشر	_____
REF	رقم الكatalog	_____
A	النطاق المناسب بالنسبة لرباط البالغين. يكون مطبوعاً على رباط البالغين.	_____
L	تجاوز النطاق المطبوع على رباط البالغين والرباط ذي النطاق العريض.	استخدم رباط البالغين الكبير بدلاً من رباط البالغين أو الرباط ذي النطاق العريض.
W	النطاق المناسب بالنسبة للرباط ذي النطاق العريض. يكون مطبوعاً على الرباط ذي النطاق العريض.	_____
L	النطاق المناسب بالنسبة لرباط البالغين الكبير. يكون مطبوعاً على رباط البالغين الكبير.	_____
S	أدنى النطاق المطبوع على رباط البالغين والرباط ذي النطاق العريض.	_____
A	أدنى النطاق المطبوع على رباط البالغين الكبير.	استخدم رباط البالغين الكبير بدلاً من رباط البالغين الكبير.
LOT	رقم التشغيلة	_____



# استخدام جهاز القياس

## كيفية إجراء عمليات قياس دقيقة

للحصول على قياس دقيق تماماً لمستوى ضغط الدم:

- اجلس مستريحاً على كرسي. أرخ ذراعك على الطاولة. لا تضع قدمًا فوق الأخرى. أبق قدميك مستويتين على الأرض واجعل ظهرك مستقيماً.
- استرخ لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر دقائق قبل إجراء عملية القياس.
- اجعل منتصف الرباط عند المستوى نفسه للقلب.
- ابق ثابتاً وحافظ على هدوءك أثناء القياس.
- لا تقس مستوى ضغط الدم فور الانتهاء من ممارسة التمرينات البدنية أو الاستحمام. استرخ لمدة تتراوح بين عشرين وثلاثين دقيقة قبل إجراء عملية القياس.
- حاول قياس مستوى ضغط الدم في الوقت نفسه كل يوم.

## القياس

أثناء القياس، من الطبيعي أن تشعر أن الرباط مشدود للغاية. (لا تلتفت لذلك.)

## بعد القياس

بعد القياس، اضغط على الزر **START** لإيقاف تشغيل الجهاز.  
انزع الرباط وسجل بياناتك.

ملاحظة: يتميز الجهاز بوظيفة إيقاف التشغيل التلقائي، حيث ينطفئ الجهاز بعد مُضيّ دقيقة واحدة تقريباً من الانتهاء من عملية القياس.

اجعل المدة الزمنية الفارقة بين عمليات القياس لنفس الشخص ثلاثة دقائق على الأقل.

# عمليات القياس

قبل إجراء عملية القياس، راجع "ملاحظات بالنسبة لقياس الدقيق" في الصفحة التالية.



## القياس العادي

1. لف الرباط حول الذراع (يُفضل الذراع الأيسر).  
اجلس هادئاً أثناء إجراء عملية القياس.

2. اضغط على الزر **START**.

يتم عرض جميع شرائح الشاشة.  
يومض الصفر (0) على الشاشة لفترة وجيزة.  
تتغير الشاشة، كما هو موضح في الشكل على اليمين،  
حيث تبدأ عملية القياس. يبدأ الرباط في الانفاس. من  
الطبيعي أن تشعر أن الرباط مشدود للغاية. يُعرض  
مؤشر شريط الضغط، على الحافة اليسرى من الشاشة،  
أثناء نفخ الهواء.

ملاحظة: إذا رغبت في إيقاف نفخ الهواء في أي وقت،  
فاضغط على الزر **START** مرة أخرى.

- 3.

عند اكتمال نفخ الهواء، تبدأ عملية تفريغ الهواء تلقائياً  
ويومض **♥** (رمز القلب)، ما يشير إلى أن عملية  
القياس قيد التنفيذ. ويومض رمز القلب، فور اكتشاف  
وجود النبض، مع كل نبضة.

ملاحظة: في حالة عدم الحصول على ضغط ملائم، يبدأ  
الجهاز في نفخ الهواء مرة أخرى تلقائياً.  
ولتفادي إعادة النفخ، راجع "إجراء القياس مع  
اختيار الضغط الانقباضي المرغوب فيه" في  
الصفحة التالية.

- 4.

عند اكتمال إجراء عملية القياس، تُعرض قراءات  
الضغط الانقباضي والانبساطي وسرعة النبض.  
يفزع الرباط الهواء المتبقى تماماً.

- 5.

اضغط على الزر **START** لإيقاف تشغيل الجهاز.  
ينطفئ الجهاز تلقائياً بعد مضي دقيقة واحدة من حالة عدم  
التشغيل.

ملاحظة: أجعل المدة الزمنية الفارقة بين عمليات القياس لنفس  
الشخص ثلاثة دقائق على الأقل.

# عمليات القياس

إجراء القياس مع اختيار الضغط الانقباضي المرغوب فيه صمم الجهاز UA-767S-W لاكتشاف النبض ونفخ الرباط بالهواء عند مستوى الضغط الانقباضي تلقائياً.

استخدم هذه الطريقة عند تكرار نفخ الهواء أو عند عدم عرض النتائج حتى عند انخفاض مستوى الضغط إلى 20 ملليمتر زئبي أو أقل.



## ملاحظات بالنسبة للقياس الدقيق


- اجلس في وضع مريح. ضع ذراعك على طاولة بحيث تكون راحة يدك مواجهة لأعلى والرباط عند مستوى القلب.
- استرخ لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر دقائق قبل إجراء عملية القياس. إذا كانت تعترضك فرحة عارمة أو تمر بحالة اكتئاب نتيجة للضغوطات العاطفية، فسينعكس ذلك منتجًا قراءة أعلى (أو أقل) من القراءة الطبيعية لمستوى ضغط الدم، وستكون قراءة سرعة النبض أسرع من المعدل الطبيعي.
- يتباين مستوى ضغط الدم للفرد باستمرار تبعًا للعمل الذي تقوم به والطعام الذي تتناوله. ويكون للمشروبات التي تتناولها أيضًا تأثيرًا كبيرًا للغاية وسريعاً على مستوى ضغط الدم.
- يعتمد هذا الجهاز في عمليات القياس التي يجريها على ضربات القلب. فإذا كان معدل ضربات القلب لديك ضعيفاً جداً أو غير منتظم، فقد يجد الجهاز صعوبة في تحديد مستوى ضغط الدم لديك.
- إذا اكتشف الجهاز حالة غير طبيعية، فسيوقف عملية القياس ويُظهر رمز الخطأ. راجع الصفحة رقم 6 للاطلاع على وصف الرموز.

- هذا الجهاز مُخصص للاستخدام من قبل البالغين. استشر طبيبك قبل استخدام هذا الجهاز مع أحد الأطفال.
- يجب عدم استخدام الأطفال الجهاز دون إشراف.
- يمكن أن يتأثر أداء جهاز قياس مستوى ضغط الدم التلقائي بسبب الزيادة البالغة في درجة الحرارة أو الرطوبة أو الارتفاع عن سطح البحر.


## استدعاء البيانات من الذاكرة

ملاحظة: يخزن هذا الجهاز آخر 60 عملية قياس في الذاكرة.

اضغط باستمرار على الزر 




المعدل المتوسط  
لجميع البيانات



الانقباضي  
الانباطي  
النبضات

أحدث البيانات



الانقباضي  
الانباطي  
النبضات

البيانات القديمة  
(الأخيرة)

ملاحظة: يخزن هذا الجهاز آخر 60 عملية قياس في الذاكرة.

1. عند عدم عرض شيء، اضغط باستمرار على الزر  لاستدعاء البيانات المخزنة.

2. حرك الزر عند ظهور متوسط القياسات السابقة المخزنة.

3. ثعرض قراءات القياسات والقياسات المُخزنة تلقائياً بالترتيب وذلك من آخر مرة قياس.

4. ستطفئ الشاشة تلقائياً بعد عرض جميع البيانات.

ملاحظة: إذا ضغطت على الزر  أثناء استدعاء البيانات، فسينطفئ الجهاز.

## ما المقصود بمؤشر IHB/AFib (عدم انتظام ضربات القلب/الرجفان الأذيني)؟

عند اكتشاف جهاز القياس وجود نظم غير منتظم أثناء عمليات القياس، سيظهر المؤشر IHB/AFib على الشاشة مع قيم القياس.

ملاحظة: نحن نوصي بالاتصال بالطبيب إذا ظهر لك مؤشر «» IHB/AFib هذا بصورة متكررة.

## ما المقصود بالرجفان الأذيني (AFib)؟

ينقبض القلب نظراً للإشارات الكهربائية الواقعة في القلب وينشر الدم في جميع أنحاء الجسم. يحدث الرجفان الأذيني (AFib) عندما تُصبح الإشارة الكهربائية في الأذين مشوشة، ما يؤدي إلى اضطرابات في الفوائل الزمنية بين الضربات. ويمكن أن يسبب الرجفان الأذيني (AFib) ركود الدم في القلب، ما يشكل بسهولة جلطات دموية تتسبب لاحقاً في التعرض لنوبة قلبية.

### %IHB/AFib

يظهر الرمز %IHB/AFib على الشاشة عند تكرار اكتشاف وجود ضربات قلب غير منتظمة أو رجفان أذيني.

يمكن أن يظهر رمز IHB/AFib ليس فقط عند اكتشاف دقات قلب غير منتظمة فحسب بل أيضاً عند حدوث ضوضاء كحركة الجسم أثناء القياس. لذلك، نحن نوصي بالاتصال بالطبيب إذا كان معدل %IHB/AFib مرتفعاً.


$$\%IHB/AFib = \frac{\left[ \begin{array}{c} \text{عدد حالات} \\ \text{المكتشفة في الذاكرة} \end{array} \right]}{\left[ \begin{array}{c} \text{الرقم الكلي} \end{array} \right]} \times 100 [\%]$$


عرض: يتم عرض %IHB/AFib على الشاشة عند عرض القيم المتوسطة.

(راجع "2. كيفية مراجعة بيانات الذاكرة" في "وضع التشغيل")

لا يتم عرض %IHB/AFib عندما يكون رقم الذاكرة ستة أو أقل.


عرض القيم المتوسطة



المستوى 3 %IHB/AFib=25 - 100	المستوى 2 %IHB/AFib=10 - 24	المستوى 1 %IHB/AFib=1 - 9	المستوى 0 %IHB/AFib=0
			لا يعرض شيء

# مؤشر شريط الضغط

يراقب المؤشر مدى التقدّم في عملية قياس الضغط.



## مؤشر تصنيف منظمة الصحة العالمية



توافق كل شريحة من شرائح مؤشر الشريط مع تصنيف منظمة الصحة العالمية لمستوى ضغط الدم الموضح في الصفحة التالية.

### مؤشر تصنيف منظمة الصحة العالمية

- ارتفاع ضغط الدم الشديد
- ارتفاع ضغط الدم المتوسط
- ارتفاع ضغط الدم الخفيف
- نطاق مرتفع إلى طبيعي
- الطبيعي
- مثالي

يعرض المؤشر شريحة تبعاً للبيانات الحالية وبما يتوافق :  
مع تصنيف منظمة الصحة العالمية.

## نبذة عن ضغط الدم

### ما المقصود بضغط الدم؟

ضغط الدم هو قوة دفع الدم لجدران الشرايين. وعندما ينقبض الدم، يحدث الضغط الانقباضي. وعندما ينبسط الدم، يحدث الضغط الانبساطي. ويكون المليمتر الزئبي (mmHg) هو وحدة قياس ضغط الدم. ويمثل الضغط الأساسي مقياس ضغط الدم الطبيعي للفرد، وهو أول ما يُقاس في الصباح حيث يكون الفرد مسترخيًا قبل تناوله الطعام.

## ما المقصود بارتفاع ضغط الدم وكيف يمكن التحكم فيه؟

ارتفاع ضغط الدم هو حالة من ضغط الدم الشرياني المرتفع غير الطبيعي، الذي يمكن أن يتسبب، في حالة عدم التحكم فيه، في التعرض لمشكلات صحية، من بينها التهاب القلب. ويمكن التحكم في ارتفاع ضغط الدم عن طريق تغيير نمط الحياة، وتقديم حلات الإجهاد، وبتناول العلاج تحت الإشراف الطبي.


للوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو التحكم فيه:

- مارس الرياضة بانتظام
- اخضع لفحوصات طبية منتظمة
- تجنب التدخين
- قلل من تناول الأملاح والدهون
- حافظ على وزنك المثالي

## ما فائدة قياس ضغط الدم في المنزل؟

إن قياس ضغط الدم في عيادة أو عند الطبيب يمكن أن يثير المخاوف ويعطي قراءة مرتفعة، بمقدار 25 إلى 30 ملليمتر زئبقي أعلى من القياس في المنزل. يقال القياس في المنزل من التأثيرات الخارجية على قراءات مستوى ضغط الدم، ويمثل إضافة إلى قراءات الطبيب، ويقدم سجلاً من القراءات الكاملة والأكثر دقة بالنسبة لمستوى ضغط الدم.

المادة المرجعية؛ Journal of Hypertension 1999, Vol 17 No.2



## تصنيف منظمة الصحة العالمية لمستوى ضغط الدم

وضعت منظمة الصحة العالمية معايير لنقييم مستوى ضغط الدم المرتفع، دون النظر إلى العمر، كما يتضح ذلك في الرسم التخطيطي.


## حالات الاختلاف في مستوى ضغط الدم

يختلف مستوى ضغط الدم للفرد اختلافاً

كبيراً على مدار اليوم والموسم. ويمكن أن يتراوح مقدار الاختلاف بين 30 و50 ملليمتر زئبقي نظراً للظروف المختلفة طوال اليوم. ويمكن أن تكون الاختلافات لدى الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ملحوظة بقدر أكبر. وعادة ما يرتفع مستوى ضغط الدم أثناء العمل أو اللعب، وينخفض إلى أدنى مستوياته أثناء النوم. لذلك، لا تتفق كثيراً حالات النتائج التي

تظهر من عملية قياس واحدة.

أجر عمليات القياس في الوقت نفسه كل يوم باتباع الإجراء الموضح في هذا الدليل لمعرفة المعدل الطبيعي لمستوى ضغط الدم لديك. وتقدم القراءات المنتظمة سجلاً أكثر شمولية لمستوى ضغط الدم. احرص على توضيح الوقت والتاريخ عند تسجيل مستوى ضغط الدم لديك. استشر الطبيب ليفسر لك بيانات مستوى ضغط الدم.



# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الإجراء الموصى به	السبب المحتمل	المشكلة
استبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة.	نفذت طاقة البطاريات.	لا يظهر شيء على الشاشة، حتى عند تشغيل الجهاز.
أعد تركيب البطاريات بحيث تكون الأطراف السالبة والمحببة متطابقة مع تلك الموضحة في حجرة البطاريات.	أطراف البطاريات ليست في مواضعها الصحيحة.	
استبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة.	جهد البطارية منخفض للغاية. يومض (رمز البطارية منخفضة). إذا نفذت طاقة البطاريات بالكامل، فلا يظهر الرمز.	لا ينفتح الرباط بالهواء.
لف الرباط بطريقة صحيحة. احرص على أن تظل ثابتًا وهادئاً أثناء القياس.	لم يلف الرباط بطريقة ملائمة. حرّكت ذراعك أو جسّدك أثناء القياس.	
اجلس في حالة ثبات وهدوء. ضع ذراعك على طاولة بحيث تكون راحة يديك مواجهة لأعلى والرباط عند مستوى القلب.	موقع الرباط غير صحيح.	الجهاز لا يقيس. القراءات مرتفعة أو منخفضة للغاية.
إذا كان معدل ضربات القلب لديك ضعيفاً جداً أو غير منتظم، فقد يجد الجهاز صعوبة في تحديد مستوى ضغط الدم لديك.	_____	
راجع "ما فائدة قياس ضغط الدم في المنزل؟".	القيمة مختلفة عن القياس في العيادة أو لدى الطبيب.	أخرى
انزع البطاريات. ركّبها بطريقة صحيحة، وحاول إعادة إجراء القياس مرة أخرى.	_____	

ملاحظة: إذا لم تُحل المشكلات باتباع الإجراءات الموضحة أعلاه، فاتصل بالوكيل. لا تحاول فتح أو إصلاح هذا المنتج، نظراً لأن أي محاولة ل القيام بذلك ستؤدي إلى إلغاء الضمان.

## الصيانة

لا تفتح الجهاز. تُستخدم مكونات كهربائية شديدة الحساسية ووحدة هواء معقدة يمكن أن تتلف. وإذا تعذر عليك حل المشكلة باتباع إرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فاتصل بالوكيل المعتمد في منطقتك أو قسم خدمة العملاء. سيزود قسم خدمة العملاء التابع لشركة A&D المعلومات الفنية وقطع الغيار والوحدات للوكلاء المعتمدين.

صمم الجهاز وصُنِّع ليتمكن بفترة تشغيل طويلة. ومع ذلك، فإنه يوصى بشكل عام بفحص الجهاز كل عامين لضمان التشغيل الصحيح له ودقة أدائه. يُرجى الاتصال بالوكيل المعتمد في منطقتك أو شركة A&D لإجراء الصيانة.

## البيانات الفنية

النوع	UA-767S-W
طريقة القياس	القياس بالذبذبات
نطاق القياس	الضغط: 0 - 299 ملليمتر زئبي الضغط الانقباضي: 60 - 279 ملليمتر زئبي الضغط الانبساطي: 40 - 200 ملليمتر زئبي
دقة القياس	النبع: 40 - 180 ضربة / الدقيقة الضغط: $3 \pm 3$ ملليمتر زئبي النبضات: $5\% \pm$
مصدر الطاقة	4 بطاريات بجهد 1.5 فولت (مقاس R6P أو AA أو LR6) أو محول التيار المتردد (TB-233C) (غير مرافق)
عدد مرات القياس	700 مرة قياس تقريباً (بطاريات قلوية) 200 مرة قياس تقريباً (بطاريات مقاس R6P (بطاريات منجنيز)) عند قيمة ضغط 180 ملليمتر زئبي، درجة حرارة الغرفة 23 درجة مئوية.
التصنيف	جهاز طبي كهربائي بمصدر طاقة داخلي (يعمل ببطاريات) / الفئة II (يُعمل بمحول التيار) وضع التشغيل المستمر
الاختبار السريري	وفقاً لشهادة ISO81060-2 : 2013 تم استخدام K5 في 85 موضعًا؛ لتحديد مستوى ضغط الدم الانبساطي في دراسة تحُقق سريرية.
التوافق الكهرومغناطيسي	التجييه IEC 60601-1-2: 2014 آخر 60 عملية قياس
الذاكرة	+10 إلى +40 درجة مئوية / 15 إلى 85% الرطوبة النسبية / 800 إلى 1,060 هكتوباسكال
ظروف التسخين	-20 إلى +60 درجة مئوية / 10 إلى 95% الرطوبة النسبية / 700 إلى 1,060 هكتوباسكال
الأبعاد	140 [عرض] × 60 [ارتفاع] × 105 [عمق] مم تقريباً
الوزن	245 جرام تقريباً، بدون البطاريات
الحماية من المواد الدخيلة	الجهاز: IP20

الجزء الملفوف	الرباط	النوع BF	
مدة الصلاحية	الجهاز:	5 سنوات (باستخدامه ست مرات في اليوم)	
	الرباط:	ستنان (باستخدامه ست مرات في اليوم)	
	محول التيار المتردد:	5 سنوات (باستخدامه ست مرات في اليوم)	

ملحق محول التيار المتردد يتصل المحول بالجهاز ليكون مصدرًا للإمداد بالطاقة في المنزل. يُرجى الاتصال بوكيل A&D المحلي لشرائه. يكون ضروريًا فحص محول التيار المتردد أو استبداله بشكل دوري.

يُرجى الاتصال بوكيل A&D المحلي لشرائه.  
يكون ضروريًا فحص محول التيار المتردد أو استبداله بشكل دوري.

الرموز المطبوعة على محول التيار المتردد

الرموز	الوظيفة / المعنى
	للاستخدام المنزلي فقط
	الجهاز من الفئة II
	المصهر الحراري
	المصهر
	ملصق التوجيه EC للأجهزة
	ملصق شهادة EAC للأجهزة
	الفطيبة لقبس محول التيار المتردد

#### الملحقات تباع بشكل منفصل

1 لرباط

رقم الكatalوج	حجم الذراع	حجم الرباط
CUF-F-LA	31 سم إلى 45 سم	رباط البالغين الكبير
CUF-I	22 سم إلى 42 سم	الرباط ذو النطاق العريض
CUF-F-A	22 سم إلى 32 سم	رباط البالغين

حجم الذراع: المحيط عند عضلة الذراع.

رقم الكatalog	القبس (نوع المأخذ)
TB-233C	النوع C

محول التيار المتردد

ملاحظة: تخضع الموصفات للتغيير دون إشعار مسبق.  
تصنيف IP هو درجات الحماية التي يتمتع بها الجهاز وفقاً للتوجيه IEC 60529. هذا الجهاز محمي ضد المواد الغريبة الصلبة التي يبلغ قطرها 12 مم أو أكبر، مثل الأصابع. هذا الجهاز غير محمي ضد الماء.

## مذكرة



A&D Company, Ltd.

1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN  
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119



Emergo Europe B.V.

Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY  
United Kingdom  
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

**A&D ENGINEERING, INC.**

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.  
Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA  
Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409

ООО А&Д РУС

121357, Российской Федерации, г.Москва, ул. Верейская, дом 17  
( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )  
тел.: [7] (495) 937-33-44                    факс: [7] (495) 937-55-66

ООО "ЭЙ энд ДИ РУС"

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司

中国 上海市浦东新区浦东大道138号永华大厦21楼A室 邮编200120

( 21F Room A, Majesty Building, No.138 Pudong Avenue, Pudong New Area, Shanghai, 200120, China )  
电话: [86] (21) 3393-2340 传真: [86] (21) 3393-2347

**A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED** ऐंडी इन्स्ट्रमेन्ट्स इण्डिया प्रा० लिमिटेड

509, उद्योग विहार , फेस -5, गुडगांव – 122016, हरियाणा , भारत

( 509, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon – 122 016, Haryana, India )

फोन : 91-124-4715555

फैक्स : 91-124-4715599

CE 0123